

SKU:1300000030

Micromotor Dental Fx205

Velocidad máxima de

25.000 RPM 30W

Marca Finer



giro derecha o izquierda

Spray externo de agua

POTENCIA 30W

Micro-motor Neumático FX205

Velocidad directa 1:1

Autoclavable a 135°C

Velocidad 0 a 25.000 rpm

Conección Midwest

Velocidad máxima de 25.000

Material aleación de aluminio de alta resistencia

Marcha inversa

Presión de trabajo 50 libras

Sentido del giro derecha o izquierda

Medidas conexión Norma ISO 3964:2016 Pag 4

presión de funcionamiento 25.000 RPM (2,5 bar: 5.000 - 20.000; 3 bar: 5.000 - 25.000).



GARANTÍA 12MESES

Producto esterilizable autoclavable a hasta 135°

MIDWEST



Marca Finer

8. Características técnicas

Modelo	FX205 M4	FX205 B2
Tipo de conexión de tubo	ISO 9168 tipo 3 (Midwest 4 orificios)	ISO 9168 tipo 1 (Borden 2 orificios)
Tipo de conexión de pieza de mano	Tipo E ISO 3964	
Velocidad de rotación máxima	19.800-24.200min ⁻¹ (0,25MPa)	22.500-27.500min ⁻¹ (0,25MPa)
Falta de torque	1,5N-cm y más (0,25MPa)	
Presión de la conducción de aire	0,20 - 0,25MPa (2,0 - 2,5kgf/cm ²)	
Consumo de aire	<66NL/min (0,25MPa)	
Presión del agua	0,10 - 0,25MPa (1,0 - 2,5kgf/cm ²)	
Presión de aire de pulverización	0,15 - 0,25MPa (1,5 - 2,5kgf/cm ²)	-
Suministro de agua refrigerante	50ml/min y más (0,20MPa)	
Suministro de aire refrigerante	1,5NL/min y más (0,20MPa)	-
Tipo de pulverizador de agua	Pulverización externa	
Entorno de uso	Temperatura: 10 - 40°C, Humedad: 30 - 75% (sin condensación)	
Entorno de transporte y almacenamiento	Temperatura: -10 - 50°C, Humedad: 10 - 85%, Presión atmosférica: 500 - 1.060hPa	
Termodesinfección	-	○



Micromotor DentalFiner Fx205



Micromotor Dental Fx205

Velocidad máxima de
25.000 RPM

Marca Finer

ISO 3964:2016

ISO 3964:2016/Amd.1:2018(E)

Figure 6

Correct error in the upper and lower part of drawing, left section, right side for the motor body.

Replace Figure 6 with the following Figure:

